

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
TRUNG TÂM Y TẾ
QUẬN SƠN TRÀ
Số: /TM-YTST

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn Trà, ngày tháng 6 năm 2023

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

V/v Mua Kít xét nghiệm sàng lọc ung thư cổ tử cung ThinPrep Pep Test của
Trung tâm Y tế quận Sơn Trà năm 2023

Kính gửi: Quý công ty

Hiện nay, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà có nhu cầu mua một số hóa chất cần để phục vụ chuyên môn sử dụng tại bệnh viện.

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch mua sắm 6 tháng, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà kính mời các Quý công ty khảo sát và báo giá mặt hàng cụ thể như sau: Phụ lục đính kèm.

Thời gian nộp báo giá: Hạn cuối 17h đến ngày 02 tháng 07 năm 2023

Nơi nhận: Hành chính – Văn thư – Tầng 9, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà.
Địa chỉ: 1118 Ngô Quyền, An Hải Tây, Sơn Trà, Đà Nẵng.

Địa chỉ liên hệ: trungtamytesontra@danang.gov.vn

Số điện thoại: 02363.944.294

Thông tin được đăng tải tại trang Web của Trung tâm Y tế quận Sơn Trà:
<https://benhviensontra.com.vn/vi/>

Hồ sơ báo giá gồm các loại giấy tờ như sau:

- Báo giá do đại diện công ty ký và đóng dấu công ty. Bảng chào giá phải được bỏ vào phong bì, niêm kín miệng bao để bảo mật và tạo sự khách quan trong việc tạo giá.
- Bản photo công chứng Giấy phép kinh doanh.

Bệnh viện rất mong nhận được sự hợp tác của Quý công ty để kịp thời mua sắm hàng hóa phục vụ công tác khám chữa bệnh.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KD-TTB-VTYT

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Ngô Văn Đình Hoài

PHỤ LỤC: HÀNG HÓA ĐỀ NGHỊ CHÀO GIÁ

(Đính kèm thư mời chào giá số: /TM-YTST ngày tháng 6 năm 2023 của TTYT quận Sơn Trà)

STT	Tên hàng hoá	Hãng sản xuất (tham khảo)	Thông số kỹ thuật hoặc tương đương	ĐVT	Số lượng
1	Kít xét nghiệm sàng lọc ung thư cổ tử cung ThinPrep Pap Test	Hologic-Mỹ	Bộ kít xét nghiệm ung thư cổ tử cung ThinPrep Pap TestThành phần: 1/ 01 lọ dung dịch PreservCyt Solution: - Thành phần : Dung dịch đệm bảo quản có chứa methanol. - Tác dụng: Bảo quản tế bào - Quy cách: Lọ 20ml - HSD: 24 tháng 2/ 01 chổi lấy mẫu tế bào cổ tử cung Rovers Cervex-Brush hoặc Cytobrush/Spatula - Được làm bằng nhựa PE - Tác dụng: Dùng để lấy tế bào cổ tử cung - HSD: 36 tháng 3/ 01 màng lọc: - Tác dụng: Lọc tế bào và dán các tế bào lên lam kính. - Quy cách: Khay 100 cái - HSD: 18 tháng 4/ 01 lam kính ThinPrep: - Làm bằng thủy tinh - Tác dụng: giữ các tế bào bám dính trên bề mặt lam kính. - Quy cách: Hộp 100 cái. - HSD: 60 tháng	Kít	90