

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
TRUNG TÂM Y TẾ
QUẬN SƠN TRÀ
Số: /TM-YTST

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn Trà, ngày tháng 6 năm 2025

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

V/v Mua sắm phim X-quang các loại và nước rửa phim cho
Trung tâm Y tế quận Sơn Trà năm 2025

Kính gửi: Quý công ty

Hiện nay, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà có nhu cầu mua sắm phim X-quang và nước rửa phim cần để phục vụ chuyên môn sử dụng tại bệnh viện.

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch mua sắm, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà kính mời các Quý công ty khảo sát và báo giá mặt hàng cụ thể như sau: Phụ lục đính kèm

Thời gian nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 05/6/2025 đến 17h00 ngày 15/6/2025.

Nơi nhận: Hành chính – Văn thư – Tầng 9, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà.
Địa chỉ: 1118 Ngô Quyền, phường An Hải Nam, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Địa chỉ liên hệ: trungtamytesontra@danang.gov.vn

Số điện thoại: 02363.944.294

Thông tin được đăng tải tại trang Web của Trung tâm Y tế quận Sơn Trà:
<https://benhviensontra.com.vn/vi/>

Hồ sơ báo giá gồm các loại giấy tờ như sau:

- Báo giá do đại diện công ty ký và đóng dấu công ty. Bảng chào giá phải được bỏ vào phong bì, niêm kín miệng bao để bảo mật và tạo sự khách quan trong việc xác định đơn giá dự toán.
- Bản photo công chứng Giấy phép kinh doanh.

Bệnh viện rất mong nhận được sự hợp tác của Quý công ty để kịp thời mua sắm hàng hóa phục vụ công tác khám chữa bệnh.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KD-TTB-VTTYT

GIÁM ĐỐC

Ngô Văn Đình Hoài

PHỤ LỤC : HÀNG HÓA ĐỀ NGHỊ CHÀO GIÁ

(Đính kèm thư mời chào giá số: /TM-YTST ngày tháng 6 năm 2025 của TTYT quận Sơn Trà)

TT	Tên hàng hóa	Hãng sản xuất (tham khảo)	Thông số kỹ thuật tương đương	ĐVT	Quy cách	Số lượng
1	Phim CT Scanse 35x43cm	Fujifilm/ Nhật Bản	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước 35x43 cm. Công nghệ in laser. Tương thích với dòng máy in của hãng Colenta - Highcap XP hoặc tương đương (Đáp ứng độ phân giải: 508 DPI, Độ tương phản: 14 bit). Hình ảnh thể hiện trên phim sau khi in ra phải rõ, sắc nét, độ tương phản và độ bền cao cho ra những hình ảnh xác thực, tương đương với hình ảnh hiển thị trên hệ thống máy CT-Scan. 	Tám	Gói/100 tấm	7.000
2	Phim X-quang Dryview (25x30cm - 10x12inch)	Carestream Health, Inc.	<ul style="list-style-type: none"> - Kích cỡ phim: 25 x 30cm (10x12in) - Công nghệ in khô, laser. - Phim chụp laser được phủ lớp nền hỗ trợ polyester màu xanh lam với kích thước xấp xỉ 7 mil. - Độ tương phản: 0.6 đến 2.0 - Tương thích với máy in Dryview 5950 Hãng Carestream 	Tám	Hộp/125 tấm	72.000
3	Phim X-quang Trimax (25x30cm - 10x12inch)	Carestream/ Mỹ	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: 25x30 cm - Phim nhạy với ánh sáng hồng ngoại - Phim tạo ảnh bằng laser được phủ nền màu xanh với độ dày 7 triệu đơn vị polyester - Tương thích với máy in phim Trimax dòng TX - Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương, CE, FDA 	Tám	Hộp/125 tấm	12.000
4	Phim X-Quang nha	Nhật Bản	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: 3x4cm - Phim quanh chóp sử dụng trong nha khoa. Phim rửa liền ngoài sáng (không cần buồng tối) - Chất lượng tốt, sắc nét. - Phù hợp với máy chụp X-Quang Nha Evolution X 3000-2c/1/ Ý(Newlife Radiolog) 	Tám	Hộp/100 tấm	7.200
5	Nước rửa phim	Nhật Bản	<ul style="list-style-type: none"> - Chai nước rửa 250 ml - Nước rửa phim nhanh. Không cần buồng tối. 	Chai	Chai/250 ml	100